

TEE Sonde Mobile Workstation

Wischdesinfektion

medAS TEE Care System

TEE Sonde – Reinigung, Desinfektion mobil	
Ref: T-W-M_TX (Abb. zeigt Zubehör)	
Einsatz: <ul style="list-style-type: none">• Mobile Wischdesinfektion von TEE Sonden	
Produktdetails: <ul style="list-style-type: none">• Aufhängung von TEE Sonden zur Wischdesinfektion mittels• Kabelumlenkrolle• Angepasster Steckerhalter• Optionales Zubehör (s. Zubehör für Rollständer)	
Steckerhalter (TX) <ul style="list-style-type: none">• T1: Philips X7, X8, GE RS, Canon PVM• T2: GE D, Canon PET, Siemens Accuson• T4: Philips S7• T5: Sonosite• TU: Universal Einsatz ABS Spritzguß	
Größe: <ul style="list-style-type: none">• Durchmesser Fußkreuz D=600mm• Ausladung zur Aufhängung 300mm• Höhe ges. ca. 1750mm	
Materialien: <ul style="list-style-type: none">• Edelstahl, Aluminium	
Gewicht: <ul style="list-style-type: none">• Ca. 13,5kg	

TEE Sonde - Reinigung, Wischdes- infektion und Aufbewahrung mobil

- **Ref: T-WA-M (s. Abb)**
Wischdesinfektion/Aufnahme für eine Aufbewahrungseinheit
- **Ref: T-WAA-M (o.Abb.)**
Wischdesinfektion / Aufnahme für zwei Aufbewahrungseinheiten

Die Artikel **enthalten nicht die Aufbewahrungseinheiten**, Konfektionierung s. mobile Aufbewahrung für TEE Sonden

Bild zeigt Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Einsatz:

- Wischdesinfektion und Aufbewahrung von TEE Sonden

Produktdetails:

- Sondenaufhängung zur Wischdesinfektion

Zubehör:

- Ablage für Wipes
- Abtropf/Abwurfsschale
- Weiteres Zubehör für mobile Einheiten

Größe:

- Fußkreuz Durchmesser 600mm
- Höhe 1750mm

Materialien:

- Rollständer Edelstahl / Aluminium
- Aufbewahrungseinheit Aluminium eloxiert
- Kunststoffteile POM

Gewicht:

Ca. 14,5kg



TEE Sonde - Reinigung, Wischdes- infektion und Aufbewahrung mobil

- **Ref: T-WAA-M (s. Abb)**
Wischdesinfektion/Aufnahme für
zwei Aufbewahrungseinheiten,
wahlweise grün (aufbereitete
Sonden oder rot (nicht
aufbereitete Sonden)

Die Artikel **enthalten nicht die
Aufbewahrungseinheiten**,
Konfektionierung s. mobile Aufbewahrung
für TEE Sonden

Bild zeigt Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Einsatz:

- Wischdesinfektion, Transport und
Aufbewahrung von TEE Sonden

Produktdetails:

- Sondenaufhängung zur
Wischdesinfektion

Zubehör:

- Ablage für Wipes
- Abtropf/Abwurfschale
- Handschuhhalter
- Weiteres Zubehör für mobile
Einheiten

Größe:

- Fußkreuz Durchmesser 600mm
- Höhe 1750mm

Materialien:

- Rollständer Edelstahl / Aluminium
- Aufbewahrungseinheit Aluminium
eloxiert
- Kunststoffteile POM

Gewicht:

Ca. 15,5kg



medAS TEE Care System

TEE Sonde - Wischdesinfektion stationär	
Ref: T-W-S	
Einsatz: Wischdesinfektion von TEE Sonden	
Produktdetails: <ul style="list-style-type: none">• Sondenaufhängung zur Wischdesinfektion• +Kabelknickschutz	
Steckerhalter T (bitte bei Bestellung Steckerhalternummer angeben) <ul style="list-style-type: none">• T1: Philips X7, X8, GE RS, Canon PVM• T2: GE D, Canon PET, Siemens Accuson• T4: Philips S7• T5: Sonosite• TU: Universal Einsatz ABS Spritzguß	
Größe: 1700x400mm	
Materialien: <ul style="list-style-type: none">• Edelstahl• Kunststoffteile POM	
Gewicht: Ca. 14,5kg	

TEE Sonde - Reinigung, Desinfektion und Dichtigkeitsprüfung mobil

Ref: T-WMA-M

Einsatz:

Mobile Aufbereitung mit
Wischdesinfektion, Dichtigkeitsprüfung
und Aufbewahrung von TEE Sonden

Produktdetails:

- +Aufhängung für TEE Sonden
- +Aufbewahrungseinheit mit
Staubschutz, schnelladaptierbar an
Geräteträgerschienen
- 25x10mm+Kabelknickschutz
- +3D einstellbarer Steckerhalter
- +Meßgerätehalter
- +Meßröhre mit Aufsatz für Elektroden
von GE, Toshiba, Siemens, Philips uvm

Zubehör:

- +Ablage für Wipes
- +Handschuhhalter

Größe:

1700x445x100mm

Materialien:

- +Röhren PMMA
- +Kunststoffteile POM
- +Rückwand V2A

Gewicht:

Ca. 17,5kg

